

## Identification de la coccinelle asiatique *Harmonia axyridis* Comparaison avec les coccinelles indigènes communes

### LARVES

• Les larves d'*Harmonia axyridis* sont noire-grises et portent de nombreuses épines souples. Au deuxième stade larvaire (L2) se forment deux bandes oranges sur les cotés des 5 premiers segments abdominaux. Au quatrième stade (L4) on observe deux paires de tubercules oranges entre les deux bandes, sur les segments 4 et 5. Les larves sont très voraces et grandissent très rapidement. Au quatrième stade, elles peuvent mesurer plus de 1 cm de long.



*Harmonia axyridis* L1



*Harmonia axyridis* L2/L3



*H. axyridis* L4

• Les larves d'*Harmonia axyridis* ne peuvent se confondre qu'avec celles d'*Harmonia 4-punctata*, une espèce indigène. Jusqu'au quatrième stade, les différences sont invisibles à l'œil nu. Au quatrième stade, *H. 4-punctata* n'a qu'une paire de tubercules oranges au lieu de deux.

• Larves d'autres espèces communes souvent rencontrées avec *H. axyridis*:



*Adalia* sp.



*Coccinella* 7-punctata



*Calvia* 14-guttata